



- Einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der leichteste Badewannenlifter mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wannentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlifter, zwei Jahre Garantie auf die Handsteuerung und den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Netzteil und Verschleißteile)

Technische Daten

Artikelnummer	465200312
Farbe	blau
Gesamtbreite	70 cm
Gesamtlänge	83 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	6.5 - 48 cm
Sitzplatte Gesamtlänge	57 cm
Rückenlehne Breite	32 - 36 cm
Rückenlehnenhöhe	64 cm

Rückenlehnenwinkel	10 - 50 °
Bodenplatte Breite	31 cm
Bodenplatte Länge	56 cm
Gesamtgewicht	9,7 kg
Gewicht	9,3 kg
Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung	0,4 g
Gewicht Sitzeinheit	5,5 kg
Gewicht Rückeneinheit inkl. Antrieb ohne Akku	3,8 kg
Max. Belastung	140 kg
VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Drehhilfe Vitaturn K

Art. Nr.:412100100



Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L

Art. Nr.:412100200



Aktiv-Schaumreiniger

Art. Nr.:410900100




Saugerset 4 x grau

Art. Nr.:460900220



Saugerset 4 x transparent

Art. Nr.:460900225



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900227



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900228



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900229



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800312



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800432



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900312



Seitenklappenabweiser

Art. Nr.:400570

Badewannenlift Bellavita 2G

Art. Nr.: 465200312



Gurtsysteme 4-Punkt-Brustgurt

Art. Nr.:460900150



Gurtsysteme 2-Punkt-Beckengurt

Art. Nr.:460900100