

# Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus

Art. Nr.: 520500500



- NEU: mit innovativer Topmontage
- Zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	520500500	Öffnung Breite	20,5 cm
HMV-Nr.	33.40.01.3033	Öffnung Länge	27 cm
Farbe	weiß	Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Höhenverstellung	8.5 / 12 / 15.5 cm	Gesamtgewicht	4,1 kg
Gesamtbreite	55 cm	Max. Belastung	120 kg
Gesamtlänge	49 cm	VPE Pal.	30 Pal.
Gesamthöhe	38 cm		